

REAL MINI & MIDI SYSTEM TOTAL FIX

Sistema de transporte, conservación y concentración de parásitos Parasite transport, preservation and concentration system

RPP9000
RPP8010MD

REAL MINI SYSTEM TOTAL FIX
REAL MIDI SYSTEM TOTAL FIX

150 unidades/units
98 unidades/units


Para consultar todas nuestras referencias y formatos disponibles, consultar con el fabricante.
To consult all our references and available formats, please consult the manufacturer.

Estado regulatorio:
Regulatory status:




Producto sanitario para diagnóstico in vitro.
In vitro diagnostic medical device with CE marking.

REAL MINI SYSTEM



REAL MIDI SYSTEM



1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Mini & Midi System Total Fix es un dispositivo diseñado para la recolección, conservación, transporte, filtración y concentración de parásitos intestinales presentes en heces. El sistema ofrece un protocolo rápido, limpio y seguro, evitando el contacto directo con la muestra y reduciendo riesgos de contaminación o exposición.

Está disponible en dos formatos:

- **Mini System:** contiene 4 ml de fijador y es compatible con rotores y adaptadores de centrifuga para tubos cónicos de 15 ml.
- **Midi System:** contiene 10 ml de fijador y es compatible con rotores y adaptadores de centrifuga para tubos cónicos de 50 ml.

El fijador **Total Fix** es una mezcla de alcoholes con sulfato de zinc, libre de formaldehído, seguro, eficiente y compatible con técnicas moleculares como PCR.

1. PRODUCT DESCRIPTION

The Mini & Midi System Total Fix is a device designed for the collection, preservation, transport, filtration and concentration of intestinal parasites present in faeces. The system offers a fast, clean and safe protocol, avoiding direct contact with the sample and reducing the risk of contamination or exposure.

It is available in two formats:

- **Mini System:** contains 4 ml of fixative and is compatible with centrifuge rotors and adapters for 15 ml conical tubes.
- **Midi System:** contains 10 ml of fixative and is compatible with centrifuge rotors and adapters for 50 ml conical tubes.


Total Fix fixative is a mixture of alcohols with zinc sulphate, formaldehyde-free, safe, efficient and compatible with molecular techniques such as PCR.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El material del tubo es polipropileno, 100% reciclable
- Volumen de fijador Total Fix: 4 ml (Mini) /10 ml (Midi).
- Compatibles con rotores y adaptadores de centrífuga para tubos cónicos de 15 ml (Mini) 50 ml (Midi).
- Contiene perlas de vidrio de 3 mm de diámetro para una fácil homogeneización.
- Juntas antifugas incorporadas en ambos tapones.
- Doble filtro horizontal de 400 y 250 μm .

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- The tube material is polypropylene, 100% recyclable.
- Total Fix fixative volume: 4 ml (Mini) /10 ml (Midi).
- Compatible with centrifuge rotors and adapters for 15 ml (Mini) and 50 ml (Midi) conical tubes.
- Contains 3 mm diameter glass beads for easy homogenisation.
- Leak-proof seals incorporated in both caps.
- Double horizontal filter of 400 and 250 μm .



3. ALMACENAMIENTO Y DESECHO

- Conservar a temperatura ambiente.
- Utilizar antes de la fecha de caducidad indicada en el etiquetado. Una se conservada la muestra en el fijador, esta se conserva hasta esa misma fecha.
- Desechar siguiendo métodos específicos para la destrucción de material con contenido biológico.
- Eliminar el medio de fijación a través de un gestor autorizado de residuos peligrosos.

3. STORAGE AND DISPOSAL

- Store at room temperature.
- Use before the expiry date indicated on the label. If the sample is preserved in the fixative, it will remain stable until that date.
- Dispose of according to specific methods for the destruction of material containing biological content.
- Dispose of the fixing medium through an authorised hazardous waste manager.

4. PRECAUCIONES

- Lavar las manos antes y después de manipular la muestra.
- Tratar las muestras como potencialmente infecciosas.
- Evitar el uso de medicamentos antidiarreicos o laxantes antes de la recolección.
- **No ingerir.** En caso de ingestión: No inducir vómito. Enjuagar la boca con agua. Buscar atención médica de inmediato y contactar con el centro local de toxicología (en España: +34 91 562 04 20).
- Evitar el contacto con piel, ojos y mucosas. No inhalar vapores. En caso de contacto, lavar con abundante agua y acudir a un centro médico.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No exponer a fuentes de calor ni a la luz solar directa.
- No verter al desagüe ni eliminar con los residuos urbanos.

4. PRECAUTIONS

- Wash hands before and after handling the sample.
- Treat samples as potentially infectious.
- Avoid using anti-diarrhoeal medication or laxatives before collection.
- **Do not ingest.** If swallowed: Do not induce vomiting. Rinse mouth with water. Seek medical attention immediately and contact your local poison control centre.
- Avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. Do not inhale vapours. In case of contact, wash with plenty of water and seek medical attention.
- Keep out of reach of children.
- Do not expose to heat sources or direct sunlight.
- Do not pour down the drain or dispose of with municipal waste.