



## Micromanipulación celular & Material laboratorio

### Microinyectores CellTram Air/Oil

El CellTram 4 Air y CellTram 4 Oil son microinyectores manuales aptos para un amplio rango de aplicaciones de ciencias de la vida.

El CellTram 4 Air es un inyector neumático para una micromanipulación libre de aceite y retención suave de células en suspensión. Gracias a su excelente rendimiento, también es muy apropiado para la absorción e inyección de células (p. ej., de espermatozoides o células ES).

En el caso de esta aplicación, su rendimiento es comparable con el de inyectores rellenos de aceite.

El CellTram 4 Oil es un microinyector hidráulico relleno de aceite que proporciona un control de muestras más directo y que puede generar presiones más elevadas que un sistema de aire. Ha sido optimizado para un trabajo libre de fugas y un llenado de aceite más fácil. Ambos modelos se pueden utilizar con todos los sistemas comunes de micromanipulación, aunque desarrollan su máximo potencial con los manipuladores de Eppendorf.

Los inyectores CellTram 4r Air/Oil sólo están destinados a la investigación.

Los inyectores CellTram 4m Air/Oil IVD están destinados a aplicaciones médicas.



Producto	Referencia	Precio	Oferta
CellTram® 4r Air	5196000013	1.724€	1.465,40€
CellTram® 4m Air IVD	5196000021	1.897€	1.612,45€
CellTram® 4r Oil	5196000030	2.536€	2.155,60€
CellTram® 4m Oil IVD	5196000048	2.790€	2.371,50€

### Pipetas Research Plus

La Eppendorf Research plus es una de las pipetas más utilizadas en el mundo. Además de la seguridad y la solidez, su diseño se centra en la ergonomía. Research plus es la familia de pipetas con el peso más bajo y las fuerzas de funcionamiento más reducidas de Eppendorf. El cono para puntas accionado por resorte garantiza una inserción y expulsión de puntas con una fuerza mínima. La Research plus se puede esterilizar en autoclave sin tener que desmontarla. La pipeta Research plus será una herramienta indispensable en su laboratorio. El acoplamiento rápido permite retirar y mantener la parte inferior con gran facilidad (no disponible para pipetas de 5 mL y 10 mL). Disponibles en versión IVD y GLP.



Producto	Referencia	Precio	Oferta
Opción 1 (0,5-10µL/10-100µL/100-1000µL) IVD	3120000909	625€	531,25€
Opción 2 (2-20µL/20-200µL/100-1000µL) IVD	3120000917	625€	531,25€
Opción 3 (100-1000µL/0,5-5mL/1-10mL) IVD	3120000925	625€	531,25€
Opción 1 (0,5-10µL/10-100µL/100-1000µL) GLP	3123000900	595€	507,75€
Opción 2 (2-20µL/20-200µL/100-1000µL) GLP	3123000918	595€	507,75€
Opción 3 (100-1000µL/0,5-5mL/1-10mL) GLP	3123000926	595€	507,75€

Los packs GLP (General Laboratory Purpose) incluyen epT.I.P.S.® boxes

Los precios detallados en este folleto no incluyen IVA. Pedidos inferiores a 250€ netos tendrán un cargo en concepto de portes (15€ Península, 22€ Baleares, 40€ Canarias). Oferta válida hasta 31-07-2018



**Consumible calidad Biopur**

**epT.I.P.S.®**

Las puntas de pipeta epT.I.P.S. —Eppendorf Totally Integrated Pipetting System— la combinación perfecta con las pipetas Eppendorf, resultando en un acoplamiento y una eyección de las puntas con fuerza reducida y en un sellado hermético. Disponibles en versión IVD y versión General de Laboratorio



Referencia	Producto	Precio	Oferta
0030010019	Singles 0,1-20µl Biopur, 100 puntas, envasadas individual	27,70€	23,55€
0030010035	Singles 2-200µl Biopur, 100 puntas, envasadas individual	27,70€	23,55€
0030010051	Singles 50-1000µl Biopur, 100 puntas, envasadas individual	27,70€	23,55€
0030075005	Racks 0,1-20µl Biopur, 5 racks de 96 puntas	53,60€	45,56€
0030075021	Racks 2-200µl Biopur, 5 racks de 96 puntas	49,90€	42,42€
0030075048	Racks 20-300µl Biopur, 5 racks de 96 puntas	49,90€	42,42€
0030075064	Racks 50-1000µl Biopur, 5 racks de 96 puntas	49,90€	42,42€
0030075080	Racks 50-1250µl Biopur, 5 racks de 96 puntas	49,90€	42,42€
0030075102	Racks 0,25-2,5 mL Biopur, 5 racks de 48 puntas	44,60€	37,91€
0030075129	Racks 50-1250µl L, Biopur (estéril), 5 racks de 96 puntas	50,90€	43,27€
0030075137	Racks, 0,1-5 mL, 5 racks de 24 puntas, Biopur	49,70€	42,25€
0030075145	Racks 0,5-10 mL Biopur, 5 racks de 24 puntas	59,50€	50,58€
0030075188	Rack, 0,2-5 mL L, 5 racks de 24 puntas, Biopur	57,70€	49,05€
0030075200	G Racks, Eppendorf Biopur®, 0,1 - 5 mL, 120 mm, violeta, 120 puntas (5x 24)	49,00€	41,65€
0030010027	G Singles, Eppendorf Biopur®, 0,1 – 20 µL, 40 mm, gris medio, 100 puntas, env. individual	27,30€	23,21€
0030010043	G Singles, Eppendorf Biopur®, 2 – 200 µL, 53 mm, amarillo, 100 puntas, env. individual	27,30€	23,21€
0030010060	G Singles, Eppendorf Biopur®, 50 – 1000 µL, 71 mm, azul, 100 puntas, env. individual	27,30€	23,21€
0030075013	G Racks, Eppendorf Biopur®, 2 - 20 µL, 40 mm, gris medio, 480 puntas (5x96)	52,80€	44,88€
0030075030	G Racks, Eppendorf Biopur®, 2 – 200 µL, 53 mm, amarillo, 480 puntas (5x96)	49,20€	41,82€
0030075056	G Racks, Eppendorf Biopur®, 20 – 300 µL, 55 mm, naranja, 480 puntas (5x96)	49,20€	41,82€
0030075072	G Racks, Eppendorf Biopur®, 50 – 1000 µL, 71 mm, azul, 480 puntas (5x96))	49,20€	41,82€
0030075099	G Racks, Eppendorf Biopur®, 50 – 1250 µL, 76 mm, verde, 480 puntas (5x96)	49,20€	41,82€
0030075110	G Racks, Eppendorf Biopur®, 0,5 – 2,5 mL, 115 mm, rojo, 240 puntas (5x48)	43,90€	37,32€
0030075153	G Racks, Eppendorf Biopur®, 0,5 – 10 mL, 165 mm, turquesa, 120 puntas (5x24)	58,60€	49,81€
0030075161	G Racks, Eppendorf Biopur®, 50 - 1250 µL L, 103 mm, verde oscuro, 480 puntas (5x 96)	50,10€	42,59€
0030075200	G Racks, Eppendorf Biopur®, 0,1 - 5 mL, 120 mm, violeta, 120 puntas (5 x 24)	49,00€	41,65€
0030075218	G Racks, Eppendorf Biopur®, 0,2 - 5 mL L, 175 mm, violeta, 120 puntas (5 x 24)	56,80€	48,28€

**Tubos Safe-Lock**

Los Eppendorf Safe-Lock Tubes son el resultado de 50 años de mejoras y desarrollos continuos. La Eppendorf Safe-Lock Lid articulada ofrece una protección excelente frente a la apertura accidental de la tapa durante la incubación y el almacenaje. Porque sus muestras merecen lo mejor, confíe en los Eppendorf Safe-Lock Tubes originales



Referencia	Producto	Precio	Oferta
0030121570	0,5 ml, Biopur, 50 unid. envasados individualmente	28,80€	24,48€
0030121589	1,5 ml, Biopur, 100 unid. envasados individualmente	29,50€	25,08€
0030121597	2,0 ml, Biopur, 100 unid. envasados individualmente	39,30€	33,41€

**Los precios detallados en este folleto no incluyen IVA. Pedidos inferiores a 250€ netos tendrán un cargo en concepto de portes (15€ Península; 22€ Baleares; 40€ Canarias). Oferta válida hasta 15-12-2018**