

Sistemas de concentración de parásitos

CE IVD

Mini System y Midi System para recogida, conservación y concentración de parásitos intestinales a partir de muestras fecales. **Medios Total-FIX y FF libres de formaldehído***

Centrífugas para concentración

CE IVD

Compatibles con sistemas Mini y Midi Sytem



- Sistema cerrado
- Perlas homogenizadoras
- Tapón con cuchara
- Doble filtro
- Volúmenes 15 y 30ml
- Tapón para cono
- Posibilidad de personalización
- Diferentes medios disponibles

Inmunocromatografía (ONE STEP)

CE IVD

Detección Crypto, Giardia y Entamoeba



- Listo para usar
- Resultados en 10 minutos
- Protocolo sencillo
- Cassettes para detección de Crypto, Giardia y Entamoeba de forma simultánea
- Posibilidad de personalización

Real Time PCR

CE IVD

Diagnóstico de **parásitos intestinales** por RealTime PCR



ParaGENIE Giardia-Amoeba Real Time PCR kit (detección cualitativa de ADN genómico y diferenciación de Giardia intestinalis y Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar / Entamoeba moshkovskii)

ParaGENIE Crypto Real Time PCR kit (detección cualitativa de ADN genómico y diferenciación de Cryptosporidium spp. Enterocytozoon bienersi y Encephalitozoon intestinales)

ParaGENIE Stool DNA Extraction kit para purificación ADN a partir de heces



Test de Graham Safe & Clean^P

CE IVD

Sistema para detección de Enterobius vermicularis (oxiuro) de forma sencilla, limpia y segura
Portas preparados, listos para usar con sistema Safe & Clean

Producto	Presentación	Referencia	Producto	Presentación	Referencia
Sistemas Concentración			Centrífugas		
MiniSystem SAF	150 und.	RPP1000	BTD4 Incluye rotor angular 8x20ml	4000 RPM	BTD4
MiniSystem ECOSAF	150 und.	RPP2000	BTD4-2 Compatible con rotor angular 6x50ml u oscilante 8x15ml (no incluido)	4000 RPM	BTD4-2
MiniSystem MIF	150 und.	RPP3000			
MiniSystem TOTAL-FIX *	150 und.	RPP9000			
MiniSystem FF*	150 und.	RPP7000			
MiniSystem sin medio	150 und.	RPP6000			
MidiSystem SAF	98 und.	RPP1000MD			
MidiSystem ECOSAF	98 und.	RPP2000MD			
MidiSystem MIF	98 und.	RPP3000MD			
MidiSystem TOTAL-FIX *	98 und.	RPP9000MD			
MidiSystem FF*	98 und.	RPP7000MD			
Tubo muestra fresca	300 und.	RPP300			
Tapón cono MINI	1000 und.	RPP04A			
Tapón cono MIDI	1000 und.	RPP05A			
			One Step Test		
			Cripto-Giardia-Entamoeba	25 und.	RPPCGE25
			PCR Kits		
			ParaGENIE Giardia Amoeba Real Time PCR kit	24	60401
			ParaGENIE Crypto Real Time PCR kit	24	60405
			ParaGENIE Stool DNA Extraction kit	48	60400
			Graham Test		
			Graham Test en sobre	90 und. (90x3)	RP1713
			Graham Test Safe & Clean ^P	60 und. (60x3)	RPTGSF
			Graham Test Safe & Clean ^P	60 und. (60x1)	RPTGSF1
			Graham Test Safe & Clean ^P	10 und. (10x3)	RPTGSFM

Inmunocromatografía (ONE STEP)

CE IVD

**Prueba rápida de anticuerpo COVID-19**

- Inmunoensayo cromatográfico para la detección y diferenciación cualitativa de los anticuerpos IgG / IgM contra el SARS-CoV-2
- Muestras de plasma humano, suero o sangre punción digital.

Novedad

Prueba rápida de anticuerpo COVID-19 POST VACUNA

- Inmunoensayo cromatográfico para la detección y diferenciación cualitativa de los anticuerpos IgG / IgM contra el SARS-CoV-2
- Muestras de plasma humano, suero o sangre punción digital.

Prueba rápida de antígeno COVID-19

- Inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de los antígenos de SARS-CoV-2
- Muestras nasofaríngeas, escobillón nasofaríngeo incluido.

Prueba rápida de antígeno COVID-19 en muestras de saliva

- Inmunoensayo cromatográfico para la detección cualitativa de antígenos



Recogida y preservación de muestra

CE IVD

Proximamente

Sistema para recolección, almacenamiento y transporte de muestras de saliva virales "PCR READY"


- Reactivo libre de inhibidores de la PCR.
- Toma de la muestra no invasiva
- Evita el paso de extracción de ARN previa a la Real Time RT-PCR

Sistema para recolección, almacenamiento y transporte de muestras de saliva virales

- Inactiva microorganismos y virus para un manejo y transporte fácil y seguro
- Permite aislar el ADN genómico humano y el ADN / ARN viral
- Preserva el ADN total, incluido el ADN viral, a temperatura ambiente (4°-25°C) 1 año y el ARN total, incluido el ARN viral, a temperatura ambiente (4°-25°C) 1 mes
- Compatible con la mayoría de los métodos de aislamiento de ADN y ARN

Toma de muestra nasofaríngea con medio de transporte

- Medio de transporte y conservación que inactiva el virus evitando riesgo de infección
- El medio protege el RNA de la degradación
- Permite conservar la muestra entre 2-8°C durante 48 horas



Transporte y envío de muestras

CE IVD

Empaquetado secundario y terciario para envío de muestras

- Sistemas SpeciSafe para el envío seguro de muestras biológicas, contiene lámina absorbente según normativa UN3373. Envoltorio rígido (empaquetado secundario).



Purificación ADN/ARN manual

Kit para purificación de ácidos nucleicos a partir de muestras infectadas por virus o bacterias como plasma, sangre, suero, fluidos corporales sin células, células y tejidos, etc.



Real Time PCR

CE IVD

Diagnóstico de **COVID19** mediante kit RT-PCR . Detección genes RdRP, E, N y RNaseP

Kit validado por el ISCIII (Instituto Nacional Microbiología)



- Incluye reactivos para 50 reacciones
- Kit abierto, compatible con termociclador en tiempo real con canales para FAM y HEX
- Compatible con kit PathoGene para purificación de ADN/ ARN a partir de virus

Dagnóstico y discriminación variantes COVID-19

Novedad



- Kit para el diagnóstico de SARS-COV-2, alto rendimiento, especificidad y sensibilidad capaz de detectar las nuevas variantes de SARS-CoV-2.
- Kit para la detección y diferenciación entre SARS-COV-2 "tipo salvaje" y mutante **SARS-CoV-2 N501Y**
- Kit para la detección y diferenciación entre SARS-COV-2 "tipo salvaje" y mutante **SARS-CoV-2H V69/70**
- Kit para la detección y diferenciación entre SARS-COV-2 "tipo salvaje" y mutante **SARS-CoV-2 K417N**



ARN sintético para ser utilizado como control positivo en aplicaciones moleculares

Genes objetivo: N/E/RdRp/S

Productos relacionados



Termociclador Real Time



Ultracongelador -86°C



Cabina flujo vertical Clase II

Referencias

Producto	Presentación	Referencia
One Step		
COVID19 IgG/IgM Test ALL TEST	25 tests	INCP-402
COVID19 Antigen Test + Nasopharyngeal swab ALL TEST	20 tests	ICOV-402
COVID19 Antigen Test SALIVA ALL TEST	20 tests	ICOV-802
Recogida y preservación muestra		
Sistema de recogida y transporte de saliva REAL	100 und.	RBMSAL2V100
Escobillon nasofaríngeo y medio transporte inactivación BIOCOTMA	50 und.	YMJTE2
Envío terrestre de muestras biológicas		
Bolsa autocierre envoltorio secundario para RBMSALV100 ALPHALABS	100 und.	AB001-100
Sobre cierre adhesivo envoltorio terciario para RBMSALV100 ALPHALABS	500 und.	SH1000
Purificación ADN/ARN		
PathoGene DNA/RNA kit (purificación ADN/ARN virus) INTRON	50 reacc.	IPH21505.50
SPIN VIRAL RNA kit (purificación ARN virus) REAL	100 reacc.	RBMER19
Kit Real Time RT-PCR		
LiliF™ COVID-19 RT-PCR INTRON	50 reacc.	17154
SARS-CoV-2 Synthetic RNA (N/E/RdRp/S Gene Targets) MICROBIOLOGICS	100 reacc.	HE0061S
PhoenixDx® SARS-CoV-2 Multiplex IVD PHOENIX DX	50 reacc.	PCCSKU15263
PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [N501Y] IVD PHOENIX DX	96 reacc.	PCCSKU15266
PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [del HV69/70] IVD PHOENIX DX	96 reacc.	PCCSKU15268
PhoenixDx® SARS-CoV-2 Mutant Screen [K417N]	96 reacc.	PCCSKU15267

Recogida de muestra y purificación ADN

CE IVD

Sistemas de recogida de muestra y kits para purificación de ADN a partir de muestras de heces



- Recolección de muestra de forma sencilla
- Tubo con cuchara incorporada en el tapón
- Recogida de la muestra fresca
- Compatible con métodos de purificación de ADN a partir de muestras de heces

Microbioma (NGS)

CE IVD

Soluciones para la recogida, transporte y estabilización de microbioma y kits de purificación de ADN

Resultados reproducibles



- Sistema para recogida y preservación de microbioma de forma sencilla y limpia
- Medios específicamente desarrollado para estudios de microbioma en muestras de heces, saliva, suelo, cultivo o vagina.
- Mantiene estable la proporción de microorganismos presentes en la muestra en el momento de la toma

Referencias

Producto	Presentación	Referencia
Recogida muestra y purificación ADN		
Tubo recogida muestra fresca sin medio	300 und.	RPP300
Purificación ADN Food & Stool Bacteria DNA kit	50 extrac.	RBMEGS03
Purificación ADN Food & Stool Bacteria DNA kit	250 extrac.	RBMEGS04
Purificación ADN Food & Stool DNA kit	50 extrac.	RBMEGS05
Purificación ADN Food & Stool DNA kit	250 extrac.	RBMEGS06
Microbioma recogida muestra y purificación ADN		
Tubo recogida heces microbioma	50 und.	RBMSC50CE
Tubo recogida heces microbioma	250 und.	RBMSC250CE
Sist. recogida saliva microbioma	100 und.	RBMSALMC100CE
Sist. recogida saliva microbioma	500 und.	RBMSALMC500CE
Sist. recogida saliva microbioma	1000 und.	RBMSALMC1000CE
Purificación ADN microbioma fecal kit	50 extrac.	RBMEGS16CE
Purificación ADN microbioma suelo kit	50 extrac.	RBMEGS17CE
Purificación ADN microbioma cultivo kit	50 extrac.	RBMEGS18CE
Purificación ADN microbioma oral kit	50 extrac.	RBMEGS19CE
Purificación ADN microbioma vaginal kit (incluye 50 swabs para la recogida de muestra)	50 extrac.	RBMEGS20CE



Cepas para control de calidad microbiológico

CE IVD

Paneles para control calidad equipos

- Cepas de microorganismos para el control de calidad de equipos en paneles o individuales
- Cada panel de control de calidad específico de un instrumento contiene las cepas de control de calidad recomendadas por el fabricante para un instrumento o prueba en particular en un formato fácil de usar
- Cada panel de control de calidad contiene las cepas de control de calidad recomendadas (por CLSI® o EUCAST) para una prueba concreta en formato fácil de usar.
- Paneles disponibles para: Becton Dickinson (BD) MAX™; Biolog Microbial ID System. Bruker MALDI Biotyper; Cepheid Xpert® Assays; Charles River Axcess™ SystemCLSI, IDEXXS Colilert-18.

Kwik Stik™/ Kwik Stik™ Plus & Lypho Disk™



- Kwik Stik/ Kwik Stik Plus contiene un pequeño liofilo cualitativo de microorganismos, líquido hidratante y un hisopo de siembra.
- Lypho Disk contiene gránulos de microorganismos liofilizados cualitativos para aplicaciones de control de calidad.
- Material de referencia acreditado según la norma ISO 17034
- Más de 900 cepas disponibles en formato listo para usar
- Cepas con tres pases del cultivo de referencia (dos pases para Kwik Stik Plus)
- Certificado de Análisis que proporciona información detallada sobre las cepas

Helix™



Estándares moleculares desactivados

- Controles de proceso inactivados e inviables
- Certificado por la FDA y marcado CE como un dispositivo médico de diagnóstico in vitro (IVD)
- Uso para cada paso del proceso de pruebas moleculares, desde la extracción, hasta la amplificación y la detección.
- Gránulos liofilizados de disolución, reconstitución en tampón o medio de transporte
- Procesado utilizando los mismos protocolos que para la muestra del paciente

Estándares moleculares sintéticos

- Secuencias de ARN y ADN sintéticos para su uso como controles de amplificación y detección en ensayos
- Contiene secuencias consensuadas de regiones de diagnóstico del genoma del objetivo, que representan la diversidad genética conocida del microorganismo; listas para su uso sin necesidad de extracción.
- Compatible con una variedad de instrumentos, kits y aplicaciones

Estándares moleculares del extracto genómico

- Se utiliza como control positivo para los pasos de amplificación y detección en los ensayos moleculares
- Ácido nucleico seco, estabilizado y cuantificado, extraído de los patógenos objetivo
- Resultados fiables; no se requiere extracción



Portas y Suspensión de Parásitos

- Portas de microbiología para el control de calidad de los exámenes microscópicos.
- Suspensiones control de calidad sencillas y fiables para métodos de diagnóstico en parasitología.

Crioviales con código 1D/2D y cajas de congelación

CE IVD



- Viales 1D y 2D (2,0 ml - 5,0 ml)
- Rosca externa
- Código de barras 1D (128A code) impreso en el tubo
- Código 2D datamatrix en la base del tubo
- Área para escritura de gran tamaño
- Válido para sistemas de apertura automática
- Fabricados con materia prima de grado médico
- Fabricados en sala limpia de acuerdo ISO 7 (ISO 14644-1)
- Libres de DNA humano, DNasa, RNasa, pirógenos, inhibidores de la PCR y ATP



Escáner para lectura de viales 1D/2D y software de gestión

CE IVD



- Escáner para lectura de tubos individuales o rack de 96
- Escaneado rápido y fiable
- Transformación de datos en diferentes formatos
- Fácil conexión a su ordenador
- Gestión a través de software independiente

Congeladores -86°C

CE IVD



- Rango de temperatura: -40°C / -86°C.
- Capacidad 400 litros
- Controlador pantalla TFT táctil de 5 pulgadas fácil e intuitiva
- Refrigerantes naturales y biodegradables, libres de CFC y HCFC
- Batería para mantener el registro de temperatura y alarmas en caso de fallo de alimentación
- Salida USB integrada en el controlador para una fácil y rápida descarga de datos
- Puertas interiores, estantes y recubrimiento interior fabricado en acero inoxidable
- Máximo aislamiento y reducción de consumo energético con óptimo aprovechamiento del espacio útil
- Cierre ergonómico de gran robustez y fiabilidad
- Apertura de 180° de puerta
- Registro y alta precisión en el control de temperaturas y alarmas
- Capacidad de hasta 12 racks; 120 cajas viales 5ml. (9.720 viales); 240 cajas viales 2ml (19.440 viales)

Referencias

Producto

Viales

Viales 1D/2D 2ml. Rosca externa, faldón,estéril
Viales 1D/2D 5ml. Rosca externa, faldón,estéril

Presentación

500 unds. (10 bolsas x 50 viales)
500 unds. (10 bolsas x 50 viales)

Referencia

RCT1000
RCT1002

Cajas congelación

Caja 81 viales 2D de 2ml
Caja 81 viales 2D de 5ml

5 unds.
4 unds.

RCT1004
RCT1008

Lector códigos

Lector de pistola para códigos 1D/2D
Escáner código 2D para rack y cryobox
Software de gestión

Scanner con Cryoprotección
Samples Software Licencia Fija viales

2HHS5340
ZTS-A4-80
ZTD-SPLS

Congelador -86°C

Congelador -86°C 400L.

3 estantes. 4 puertas interiores

ULF40086