


THERMACOR TH032A

**Embalaje secundario con absorbente
integrado para el transporte seguro
de muestras biológicas**



- **DISEÑADO ÓPTIMO**

Para 1 vial BD/Greiner de 10 ml

- **ABSORBENTE INTEGRADO SAP**

Contiene fugas al instante

- **EMBALAJE RÍGIDO**

Máxima protección frente a golpes

- **CUMPLE UN3373**

Transporte seguro y conforme a normativa

- **FÁCIL DE USAR**

Formato clamshell práctico y ligero

- **CAJA DE 500 UNIDADES**

Ideal para alto volumen de muestras



Durviz

Diagnóstico e investigación